

抗マウスCd22 ウサギモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P35329

商品番号: CM0011568

前書き

マウスCD22 (Siglec-2)
を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フロー
サイトメトリーで検証済みで、B細胞生物学、免疫学
、およびシグナル伝達の研究に最適です。細胞表面の
ネイティブCD22を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD22 mAb
備考/別名	Lyb8, Lyb-8, A530093D23
種	マウス
GeneID (ヒト)	933
GeneID	12483
免疫原	マウスCD22 (NP_033975.3) のアミノ酸22-151に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35329
タンパク質分子量	89kDa/93kDa/97kDa
配送	氷袋