

マウス抗Cd223/Lag-3モノクローナル抗体（Fc用） - Q61790

商品番号: CM0012353



前書き

フローサイトメトリー用標識ウサギ抗マウスLAG-3モノクローナル抗体。T細胞上の免疫チェックポイント受容体であるマウスCD223を標的とします。免疫腫瘍学の研究および診断アッセイの開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD223/LAG-3 mAb
備考/別名	Ly66; CD223; LAG-3
種	マウス
GeneID (ヒト)	3902
GeneID	16768
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD223/LAG-3 (NP_032505.1) のアミノ酸24-442に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61790
タンパク質分子量	57 kDa
配送	アイスバッグ