

Fc用 抗マウスCd23 モノクローナル抗体 - P20693

商品番号: CM0005061

前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証済みのウサギ抗マウスCD23モノクローナル抗体。マウスCD23（IgE調節およびB細胞分化に重要な低親和性IgE受容体）を認識します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗マウスCD23 mAb                                      |
| 備考/別名       | CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42                             |
| 種           | マウス                                                  |
| GeneID (ヒト) | 2208                                                 |
| GeneID      | 14128                                                |
| 免疫原         | マウスCD23（NP_038545.1）のアミノ酸50-331に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                            |
| 適用          | FC                                                   |
| 交差反応性       | マウス                                                  |
| SWISS       | P20693                                               |
| タンパク質分子量    | 37kDa                                                |
| 輸送          | アイスバッグ                                               |