

マウス抗Cd24モノクローナル抗体 () For If/Icc, If-P, Fc - P24807

商品番号: CM0004092

前書き

標識ウサギ抗マウスCD24モノクローナル抗体。IF/IC C、IF-P、およびフローサイトメトリーで検証済みです。マウス免疫細胞の分化、胸腺細胞の発生、およびB細胞活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD24 mAb
備考/別名	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	100133941
遺伝子ID	12484
免疫原	組換えタンパク質[マウスCD24 (NP_033976.1) のアミノ酸27-53に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, IF-P, FC
交差反応性	マウス
SWISS	P24807
タンパク質分子量	8kDa
配送方法	アイスパック