

Wb、Fc、Elisa用 抗マウスCd24ポリクローナル抗体 - P24807

商品番号: CM0023025

前書き

マウスCD24ウサギpAbは、組換えマウスCD24タンパク質に対してウサギで作製されたポリクローナル抗体です。マウスサンプルを用いたWB、FC、ELISAでバリデーション済みです。免疫学、細胞分化、自己免疫研究におけるCD24研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウスCD24ウサギpAb
生物種	マウス
GeneID（ヒト）	100133941
GeneID	12484
免疫原	マウスCD24のアミノ酸27〜53に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_033976.1）
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、FC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P24807
タンパク質分子量	8kDa
配送	保冷バッグ