

抗マウスCd25モノクローナル抗体、コンジュゲート、フローサイトメトリー用 - P01590

商品番号: CM0004537

前書き

で標識されたウサギ由来抗マウスCD25モノクローナル抗体。制御性T細胞のフローサイトメトリー解析に適しています。免疫寛容および自己免疫研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウスCD25 mAb
備考/別名	CD25; IL2r; Ly-43
種特異性	マウス
GeneID (ヒト)	3559
GeneID	16184
免疫原	マウスCD25 (NP_032393.3)のアミノ酸22-236に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01590
タンパク質分子量	30KDa
発送	保冷バッグ