

If/Icc、Fc用抗マウスCd252（Ox40リガンド）モノクローナル抗体 - P43488

商品番号: CM0005720

前書き

マウスCD252（OX40リガンド）を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体で、IF/ICCおよびフローサイトメトリーに対応しています。T細胞共刺激研究に最適です。22kDaのタンパク質を検出します。UniProt P43488。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD252 (OX40リガンド) mAb
備考/別名	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7292
遺伝子ID	22164
免疫原	マウスCD252 (OX40リガンド) (NP_033478.1) のアミノ酸51～198番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC, FC
交差反応性	マウス
SWISS	P43488
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	保冷剤