

フローサイトメトリー用 抗マウス Cd270/Hvem モノクローナル抗体 - Q80Wm9

商品番号: CM0011009



前書き

で標識されたウサギ抗マウス CD270/HVEM モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。免疫調節、T細胞シグナル伝達、宿主防御の研究に適しています。SWISS: Q80WM9。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗マウス CD270/HVEM mAb
備考/別名	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
種	マウス
GeneID (ヒト)	8764
GeneID	230979
免疫原	組換えタンパク質 (マウス CD270/HVEM (NP_849262.1) のアミノ酸 39-207 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q80WM9
タンパク質分子量	30kDa
輸送	保冷剤 (氷袋)