

フローサイトメトリー用抗マウスCd272/Btlaモノクローナル抗体（） - Q7Tsa3

商品番号: CM0010875



前書き

マウスCD272/BTLAを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。免疫学および腫瘍学研究に最適で、リンパ球やその他の免疫細胞上のBTLAを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD272/BTLA mAb
備考/別名	A630002H24
対象種	マウス
ヒト遺伝子ID	151888
遺伝子ID	208154
免疫原	マウスCD272/BTLA（NP_001032808.2）のアミノ酸30～176番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	Q7TSA3
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋