


抗マウス Cd274 (Pd-L1) ウサギモノクローナル抗体（Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa対応） - Q9Ep73

商品番号: CM0008156



前書き

マウス CD274 (PD-L1, B7-H1)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB,
IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
で検証済み。がんおよび自己免疫研究において免疫チ
ェックポイント PD-L1
を標的とします。マウス反応性。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD274 Rabbit mAb
備考/別名	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1l; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	29126
GeneID	60533
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9EP73
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ