


フローサイトメトリー用 抗マウスCD274/Pd-L1 モノクローナル抗体 () - Q9Ep73

商品番号: CM0010283



前書き

マウスCD274/PD-

L1を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。T細胞の制御や腫瘍の免疫回避機構の研究に重要な免疫チェックポイントタンパク質PD-L1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD274/PD-L1 mAb
備考/別名	B7h1; Pd1l; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	29126
GeneID	60533
免疫原	マウスCD274/PD-L1 (NP_068693.1) のアミノ酸19-235に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q9EP73
タンパク質分子量	32kDa
発送	保冷剤