

フローサイトメトリー用 抗マウスCd28 モノクローナル抗体 () - P31041

商品番号: CM0012064



前書き

に結合したウサギ抗マウスCD28
モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証
済み。免疫学研究向けにT細胞共刺激受容体CD28
(Swiss-Prot P31041) を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	ウサギ抗マウスCD28 mAb
備考/別名	Cd28
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	940
遺伝子ID (マウス)	12487
免疫原	マウスCD28 (NP_031668.3) のアミノ酸20-149に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P31041
タンパク質分子量	25kDa
発送	保冷バッグ