

フローサイトメトリー用 抗マウスCD3 モノクローナル抗体 - P04235 / P22646

商品番号: CM0010092

前書き

フローサイトメトリー用に検証済みのラット
抗マウスCD3
モノクローナル抗体。CD3デルタ鎖およびイプシロン
鎖（P04235/P22646）を認識します。T細胞の免疫表
現型解析や適応免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット 抗マウスCD3 mAb
備考/別名	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	916/915
遺伝子ID	12500/12501
免疫原	マウスCD3由来の合成ペプチド
由来	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P04235/P22646
タンパク質分子量	19kDa/21kDa
発送	保冷バッグ