

フローサイトメトリー用抗マウスCd3モノクローナル抗体 - P04235 / P22646

商品番号: CM0010174

前書き

フローサイトメトリー用として検証されたラット抗マウスCD3モノクローナル抗体。TCR-CD3複合体のCD3 δ （19 kDa）およびCD3 ϵ （21 kDa）鎖の両方を認識します。マウスサンプルにおけるT細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラット抗マウスCD3 mAb
備考/別名	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
種	マウス
GeneID	12500/12501
免疫原	合成ペプチド；マウスCD3由来の合成ペプチド。
起源	ラット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P04235/P22646
タンパク質分子量	19 kDa/21 kDa
配送	氷袋