


フローサイトメトリー用 抗マウスCd317/Bst2 モノクローナル抗体 - Q8R2Q8

商品番号: CM0008782



前書き

で標識されたウサギ由来抗マウスCD317/BST2モノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用途に設計されています。I型インターフェロン産生細胞に発現する主要な抗ウイルス制限因子であるマウスCD317（骨髄間質抗原2）に特異的に結合します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD317/BST2 mAb
備考/別名	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
対象種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	684
遺伝子ID	69550
免疫原	マウスCD317/BST2 (NP_932763.1) のアミノ酸55～152番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	マウス
SWISS	Q8R2Q8
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	氷袋