

Ihc-P、Fc、Elisa用 抗マウスCd32ウサギモノクローナル抗体 - P08101

商品番号: CM0012222

前書き

IHC-

P、FC、ELISAで検証済みの高特異性抗マウスCD32ウサギモノクローナル抗体。免疫複合体生物学およびB細胞調節におけるFcガンマ受容体IIBの機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CD32 ウサギ mAb
備考/別名	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	2213
GeneID	14130
免疫原	マウスCD32 (NP_034317.1) のアミノ酸30-207に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IHC-P、FC、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P08101
タンパク質重量	31kDa/33kDa/36kDa
発送	保冷バッグ