

抗マウス Cd34 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q64314

商品番号: CM0010426

前書き

結合ウサギ抗マウス CD34 モノクローナル抗体。41 kDaの膜タンパク質であるマウスCD34を標的とします。フローサイトメトリー（FC）で検証済みであり、造血前駆細胞を検出します。造血および幹細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD34 mAb
備考/別名	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
種	マウス
GeneID (ヒト)	947
GeneID	12490
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q64314
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ