

抗マウス Cd34 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q64314

商品番号: CM0010236

前書き

フローサイトメトリー用に検証された、結合抗マウス CD34
ウサギモノクローナル抗体。造血幹細胞の研究に最適です。マウスと交差反応します。分子量：41kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
備考/別名	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
種	マウス
GeneID (ヒト)	947
GeneID	12490
免疫原	マウス CD34 (NP_598415.1) のアミノ酸 35-287 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q64314
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ