


Fc用 抗マウスCd38モノクローナル抗体 - P56528

商品番号: CM0012440



前書き

マウスCD38に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。カルシウムシグナル伝達とリンパ球活性化に関与する膜貫通型糖タンパク質であるADP-リボシルシクラーゼ/環状ADP-リボースヒドロラーゼ1タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウスCD38モノクローナル抗体
備考/別名	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
種	マウス
GeneID (ヒト)	952
GeneID	12494
免疫原	マウスCD38 (NP_031672.2) のアミノ酸45-304に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P56528
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ