

フローサイトメトリー用抗マウスCd4モノクローナル抗体（Apc/Cyanine7） - P06332

商品番号: CM0009361

前書き

APC/Cyanine7で標識した、マウスCD4に対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでの検証済み。Tヘルパー細胞の発生、免疫応答、MHCクラスII共受容体機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC/Cyanine7 ウサギ抗マウスCD4 mAb
備考／別名	L3T4; Ly-4
種	マウス
GeneID（ヒト）	920
GeneID	12504
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ