

フローサイトメトリー用 抗マウス Cd4 モノクローナル抗体 - P06332

商品番号: CM0004845

前書き

フローサイトメトリー用に検証済みの高性能
ウサギ抗マウス CD4
モノクローナル抗体。Tヘルパー細胞機能および免疫
応答研究に必須のCD4糖タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗マウス CD4 mAb
備考/別名	L3T4; Ly-4
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	12504
免疫原	マウスCD4 (NP_038516.1) のアミノ酸27-394に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06332
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ