

フローサイトメトリー用抗マウスCd4モノクローナル抗体 - P06332

商品番号: CM0010661

前書き

マウスCD4に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。MHCクラスII共受容体機能に必須なヘルパーT細胞マーカーであるマウスCD4（L3T4、Ly-4）を認識します。マウス検体における免疫細胞プロファイリングに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD4 mAb
別名	L3T4; Ly-4
反応種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	920
遺伝子ID	12504
免疫原	マウスCD4 (NP_038516.1) のアミノ酸27〜394番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	P06332
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	氷袋