


抗マウス Cd44 モノクローナル抗体（If/IccおよびFc用） - P15379

商品番号: CM0005817



前書き

結合ウサギ抗マウス CD44

モノクローナル抗体。免疫蛍光（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）用に検証済み。免疫細胞のトラフィッキングに関与するヒアルロン酸受容体および接着分子であるマウス

CD44を検出します。他種との交差反応性は報告されていません。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD44 mAb
備考/別名	Ly-24; Pgp-1; HERMES
種	マウス
GeneID (ヒト)	960
GeneID	12505
免疫原	マウス CD44 (NP_033981.2) のアミノ酸 23-176 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	マウス
SWISS	P15379
タンパク質分子量	85kDa
配送	アイスバッグ