

フローサイトメトリー用抗マウスCd45モノクローナル抗体（） - P06800

商品番号: CM0011631

前書き

フローサイトメトリー（FC）でバリデーション済みのウサギ抗マウスCD45モノクローナル抗体（クローン）。マウスサンプル中の白血球共通抗原（L-CA、B220）を検出します。免疫表現型解析およびT細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD45 mAb
備考／別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	5788
遺伝子ID	19264
免疫原	組換えタンパク質；マウスCD45のアミノ酸26～566に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001104786.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130kDa / 140kDa / 144kDa
配送	保冷バッグ