

抗マウスCd45モノクローナル抗体 () For If/Icc, Fc - P06800

商品番号: CM0005977

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（マウスCD45用）。
免疫蛍光（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）で検証済み。免疫細胞研究のために、白血球共通抗原（L-CA）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264
免疫原	マウスCD45（NP_001104786.2）のアミノ酸26-566に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800
タンパク質分子量	130KDa/140KDa/144KDa
配送	氷袋