

マウスCd45R/B220モノクローナル抗体（ビオチン結合）フローサイトメトリー用 - P06800 / P08575

商品番号: CM0010933

前書き

マウスCD45R/B220に対するビオチン結合ラットモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。マウス特異性で、免疫表現型解析およびT細胞シグナル伝達の研究に推奨されます。分子量は約130-144 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン ラット抗マウス CD45R/B220 mAb
備考/別名	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
種	マウス
GeneID (ヒト)	5788
GeneID	19264/5788
免疫原	マウスCD45R/B220組換えタンパク質
供給源	ラット
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P06800/P08575
タンパク質分子量	130kDa/140kDa/144kDa
配送	アイスバッグ