

フローサイトメトリー用抗マウスCd5モノクローナル抗体（Apc） - P13379

商品番号: CM0011488

前書き

フローサイトメトリー用の、マウスCD5（Ly-1/Lyt-1）に対するAPC標識ウサギモノクローナル抗体。T細胞およびB1a細胞の解析、TCR/BCRシグナル伝達、免疫寛容研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APCウサギ抗マウスCD5 mAb
備考／別名	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
種	マウス
GeneID（ヒト）	921
GeneID（マウス）	12507
免疫原	マウスCD5（NP_031676.3）のアミノ酸25～371に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P13379
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷バッグ