

Anti-Mouse Cd50/Icam-3 (Icam-5, Telencephalin) Monoclonal Antibody ()
For Fc - Q60625

商品番号: CM0010435

前書き

フローサイトメトリー用、マウスCD50/ICAM-3 (ICAM-5、テレンセファリン) を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。脳内で発現する神経細胞接着分子を標的とし、神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD50/ICAM-3 mAb
備考/別名	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
種	マウス
GeneID (ヒト)	7087
GeneID (マウス)	15898
免疫原	マウスCD50/ICAM-3 (NP_032345.2) のアミノ酸32-227に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q60625
タンパク質分子量	97kDa
配送	氷袋