

フローサイトメトリー用抗マウスCd59Aモノクローナル抗体（）- O55186

商品番号: CM0009487

前書き

で標識されたマウスCD59aに対するウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。CD59aは補体膜侵襲複合体の形成を阻害し、細胞を溶解から保護します。マウスと交差反応します。タンパク質分子量：約14 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗マウスCD59a mAb
備考／別名	Cd59 ; MACIF ; MAC-IP
種	マウス
遺伝子ID	12509 (マウス)
免疫原	マウスCD59a (NP_031678.1) のアミノ酸24～96に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O55186
タンパク質分子量	14 kDa
配送	保冷バッグ