

フローサイトメトリー用抗マウスCd6モノクローナル抗体（）- Q61003

商品番号: CM0010792

前書き

マウスCD6を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に結合しています。免疫シナプスおよび細菌パターン認識に関与するT細胞分化抗原を認識します。免疫学的研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD6 mAb
備考／別名	真核生物；後生動物；脊索動物；頭蓋動物；脊椎動物；真骨類；哺乳類；真獣類；真主獣類；齧歯類；ネズミ目；ネズミ上科；ネズミ科；ネズミ亜科；ハツカネズミ属；ハツカネズミ
種	マウス
GeneID（ヒト）	923
GeneID	12511
免疫原	マウスCD6のアミノ酸20～155に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_033982.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q61003
タンパク質分子量	64kDa/68kDa/72kDa
輸送	保冷バッグ