

フローサイトメトリー用抗マウスCd69モノクローナル抗体（） - P37217

商品番号: CM0010719

前書き

マウスCD69（T細胞、B細胞、NK細胞に発現する初期活性化抗原）に特異的な標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）でバリデーション済みで、免疫学および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD69 mAb
備考／別名	AIM; VEA; 5830438K24Rik
種	マウス
GeneID（ヒト）	969
GeneID	12515
免疫原	マウスCD69のアミノ酸64～199に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001028294.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P37217
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ