

フローサイトメトリー用抗マウスCd79Bモノクローナル抗体（ ） - P15530

商品番号: CM0010858



前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗体で、マウスCD79b (Ig-β) を標的としてフローサイトメトリーで使用できます。B細胞研究、BCRシグナル伝達研究、免疫表現型分類に最適です。マウスCD79bの細胞外ドメインに特異的に結合します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ由来抗マウスCD79b モノクローナル抗体
別名	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
対象種	マウス
ヒトGeneID	974
GeneID	15985
免疫原	マウスCD79b (NP_032365.1) のアミノ酸26～158番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	P15530
タンパク質分子量	25kDa
輸送方法	保冷剤