

抗マウス Cd79B モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P15530

商品番号: CM0008537



前書き

フローサイトメトリー用のコンジュゲート（標識）ウサギ抗マウス CD79b

モノクローナル抗体。B細胞受容体複合体ベータ鎖（Ig-beta、B29）を標的とし、マウスモデルで検証済みです。IVD研究および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD79b mAb
備考/別名	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
種	マウス
GeneID (ヒト)	974
GeneID	15985
免疫原	組換えタンパク質；マウス CD79b (NP_032365.1) のアミノ酸 26-158 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P15530
タンパク質分子量	25kDa
配送方法	アイスパック