

フローサイトメトリー用 抗マウス Cd80 モノクローナル抗体 () - Q00609

商品番号: CM0008093



前書き

フローサイトメトリー用 標識抗マウス CD80
モノクローナル抗体。T細胞活性化および免疫調節に
関与する B7-1
共刺激分子を標的とします。免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗マウス CD80 mAb
備考/別名	B7I; Ly53; TSA1; Cd28I; Ly-53; MIC17
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	941
遺伝子ID	12519
免疫原	マウス CD80 のアミノ酸 38-245 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	アルメニアンハムスター
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q00609
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋