

抗マウス Cd82 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P40237

商品番号: CM0004353

前書き

フローサイトメトリー用に検証された、結合ウサギ抗マウス CD82 モノクローナル抗体。マウス CD82 (Kai1, C33) を高特異性で標的；がんおよび免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD82 mAb
備考/別名	C33, IA4, Kai1, Tspan27
種	マウス
GeneID (ヒト)	3732
GeneID	12521
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD82 (NP_001258390.1) のアミノ酸 1-266 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P40237
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋