

フローサイトメトリー用 抗マウスCd84 モノクローナル抗体 () - Q18Pi6

商品番号: CM0005432

前書き

マウスCD84 (SLAMF5, CDw84)
を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フロー
サイトメトリー用途に設計。予測分子量約37
kDaのマウスCD84を認識。SWISS: Q18PI6。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウス CD84 mAb
備考/別名	CDw84, SLAMF5, A130013D22Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	8832
GeneID (マウス)	12523
免疫原	マウスCD84 (NP_038517.1) のアミノ酸22-221を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	Q18PI6
タンパク質分子量	37kDa
輸送	氷袋