


フローサイトメトリー用 抗マウスCd8Aモノクローナル抗体 (Apc) - P01731

商品番号: CM0004917



前書き

APC標識済み、マウスCD8aに対するウサギモノクローナル抗体。T細胞共受容体機能、CTL活性、免疫チェックポイント研究のためのフローサイトメトリー（FC）に最適化されています。マウス免疫モデルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	APC標識 ウサギ抗マウスCD8aモノクローナル抗体
備考/別名	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
種	マウス
GeneID (ヒト)	925
GeneID	12525
免疫原	組換えタンパク質 / マウスCD8aのアミノ酸28-196に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001074579.1)
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01731
タンパク質重量	27kDa
配送	アイスバッグ