


抗マウス Cd8A モノクローナル抗体 (Fc用) - P01731

商品番号: CM0004776



前書き

フローサイトメトリー用マウスCD8a (Lyt-2) 標的結合ウサギモノクローナル抗体。免疫学および免疫腫瘍学研究におけるマウスサンプル中の細胞傷害性T細胞およびNK細胞の検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD8a mAb
備考/別名	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
種	マウス
GeneID (ヒト)	925
GeneID	12525
免疫原	マウス CD8a のアミノ酸 28-196 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001074579.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01731
タンパク質重量	27KDa
配送	アイスバッグ