


フローサイトメトリー用抗マウスCd8Aモノクローナル抗体 - P01731

商品番号: CM0005302



前書き

フローサイトメトリー用のウサギ由来抗マウスCD8aモノクローナル抗体です。マウスCD8aの細胞外ドメイン（アミノ酸28-196番）を認識します。免疫細胞プロファイリングおよびT細胞研究に適しています。計算上の分子量は27 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD8a mAb
備考/別名	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
対象生物種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	925
遺伝子ID	12525
免疫原	組換えタンパク質 マウスCD8a (NP_001074579.1) のアミノ酸28-196番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	マウス
SWISSプロットID	P01731
タンパク質分子量	27kDa
配送方法	保冷剤