


フローサイトメトリー用 抗マウス Cd8A モノクローナル抗体 () - P01731

商品番号: CM0008199



前書き

マウス CD8a

を標的とするウサギモノクローナル抗体で、でコンジュゲートされています。マウス特異的です。フローサイトメトリー（FC）で使用します。CD8a は MHC クラス I と相互作用する T 細胞共受容体であり、免疫応答に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
備考/別名	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
種	マウス
GeneID (ヒト)	925
GeneID	12525
免疫原	組換えタンパク質 マウス CD8a (NP_001074579.1) のアミノ酸 28-196 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P01731
タンパク質分子量	27KDa
配送	アイスパック