

フローサイトメトリー用 抗マウスCd94 モノクローナル抗体 () - O54707

商品番号: CM0005109

前書き

マウスCD94を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。NK細胞受容体機能、免疫自己寛容、腫瘍微小環境相互作用の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗マウスCD94 mAb
備考/別名	CD94
種	マウス
GeneID (ヒト)	3824
GeneID	16643
免疫原	マウスCD94 (NP_034784.1) のアミノ酸59-179に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	マウス
SWISS	O54707
タンパク質分子量	21kDa
輸送	保冷剤