


Fc用抗マウスCd95/Fasモノクローナル抗体 - P25446

商品番号: CM0006057



前書き

フローサイトメトリー用に最適化された標識ウサギ抗マウスCD95/FASモノクローナル抗体。マウスモデルにおけるFAS受容体介在性アポトーシスおよび免疫細胞恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCD95/FAS mAb
備考／別名	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
種	マウス
GeneID (ヒト)	355
GeneID	14102
免疫原	マウスCD95/FASの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P25446
タンパク質分子量	37 kDa
輸送	保冷バッグ