

フローサイトメトリー用 Abflo 647 抗マウス Cd98 (Slc3A2)

モノクローナル抗体 - P10852

商品番号: CM0005288



前書き

マウス CD98 (SLC3A2) 重鎖を標的とする ABflo 647 標識モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済みで、細胞表面染色およびアミノ酸トランスポーター研究を可能にします。マウス試料と交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウス CD98 mAb
備考/別名	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
種	マウス
GeneID (ヒト)	6520
GeneID	17254
免疫原	マウス CD98 (NP_032603.3) のアミノ酸 105-526 に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P10852
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ