

## フローサイトメトリー用抗マウスCx3Cr1モノクローナル抗体 - Q9Z0D9

商品番号: CM0012240

### 前書き

フローサイトメトリーで検証済みの抗マウスCX3CR1ウサギモノクローナル抗体。マウスCX3Cケモカイン受容体1（フラクタルカイン受容体）を認識します。免疫学および炎症研究に適しています。SWISS: Q9Z0D9。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                           |
|------------|---------------------------------------------|
| 製品名        | ウサギ抗マウスCX3CR1モノクローナル抗体（488コンジュゲート）          |
| 備考／別名      | mCX3CR1                                     |
| 種          | マウス                                         |
| 遺伝子ID（ヒト）  | 1524                                        |
| 遺伝子ID（マウス） | 13051                                       |
| 免疫原        | マウスCX3CR1のアミノ酸1〜100に相当する合成ペプチド（NP_034117.3） |
| 由来         | ウサギ                                         |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                   |
| 用途         | FC                                          |
| 交差反応性      | マウス                                         |
| SWISS      | Q9Z0D9                                      |
| タンパク質分子量   | 40 kDa                                      |
| 輸送         | 保冷バッグ                                       |