

フローサイトメトリー用抗マウスCxcr2/Il-8Rbモノクローナル抗体（） - P35343

商品番号: CM0008746

前書き

フローサイトメトリーでバリデーション済みの標識ウサギ抗マウスCXCR2/IL-8RBモノクローナル抗体。マウスモデルにおける好中球走化性、炎症、創傷治癒の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスCXCR2/IL-8RB mAb
備考／別名	CD128; IL8RA; Il8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	3579
遺伝子ID	12765
免疫原	マウスCXCR2/IL-8RBのアミノ酸1〜44に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_034039.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	マウス
SWISS	P35343
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ