

フローサイトメトリー用 抗マウスF4/80 モノクローナル抗体（ビオチン標識） - Q61549

商品番号: CM0012772

前書き

フローサイトメトリー用に検証済みのビオチン標識ラット抗マウスF4/80モノクローナル抗体。マウスF4/80（Adgre1）に特異的で、102 kDaのマクロファージマーカーであり、免疫細胞プロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ビオチン標識 ラット抗マウス F4/80 モノクローナル抗体
備考/別名	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
種	マウス
遺伝子ID (マウス)	13733
遺伝子ID (ヒト)	2015
免疫原	マウスF4/80の組換えタンパク質。
由来	ラット
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー
交差反応性	マウス
SWISS	Q61549
タンパク質分子量	102 kDa
輸送	保冷バッグ