

Wb、Elisa用 抗マウスG-Csf ウサギモノクローナル抗体 - P09920

商品番号: CM0007680

前書き

マウス顆粒球コロニー刺激因子（G-CSF）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。造血および顆粒球発達に関する研究用。マウスG-CSFと反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	マウスG-CSF ウサギmAb
備考/別名	Csfg; G-CSF; MGI-IG; マウスG-CSF
種	マウス
GeneID (ヒト)	1440
GeneID	12985
免疫原	マウスG-CSF (NP_034101.1) のアミノ酸31-208に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P09920
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ