

抗マウスGsdmaウサギポリクローナル抗体 - Gsdma

商品番号: CM0015854

前書き

マウスGsdma（ガスデルミンA）を標的とするウサギポリクローナル抗体。組換えタンパク質（aa 248-347）を抗原として作製されています。WBおよびELISAでバリデーション済み。ラットと交差反応します。細胞死および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GsdmaウサギpAb
備考／別名	Gsdm、Gsdm1、H312E、Gsdma1、Gsdma
種	マウス
遺伝子ID（ヒト）	284110
遺伝子ID（マウス）	57911
免疫原	マウスGsdma（NP_067322.1）のアミノ酸248-347に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
タンパク質分子量	49kDa
配送	保冷バッグ