


WbおよびElisa用 抗マウスH2-Aa ウサギポリクローナル抗体 - P14434

商品番号: CM0023282



前書き

マウスMHCクラスII α 鎖（H2-Aa）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒトとの交差反応性あり。抗原提示および適応免疫に関する免疫学研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	H2-Aa ウサギ pAb
備考/別名	Ia1, H2Aa, Ia-1, H-2Aa, Aalpha, IAalpha, I-Aalpha, H2-Aa
種	マウス
GeneID	14960 (マウス)
免疫原	マウスH2-Aa (NP_034508.2) のアミノ酸27-208に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P14434
タンパク質分子量	28kDa
発送	保冷バッグ