

抗マウスH2-Ab1ウサギモノクローナル抗体（Wb用） - P06345

商品番号: CM0006308

前書き

マウスH2-Ab1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。免疫学研究やMHCクラスII研究に最適です。分子量30kDa、マウスと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	H2-Ab1 ウサギmAb
別名	IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; H2-Ab1
対象種	マウス
GeneID（ヒト）	474382
GeneID	14961
免疫原	組換えタンパク質 マウスH2-Ab1（NP_996988.2）のアミノ酸31〜219番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P06345
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	保冷剤